

Undersøkelse		Prøvetakingsutstyr	Utstyrsbetegnelse	Prøvemateriale	Merknad
Urin	Bakteriologisk dyrkning		V-Monovette med overføringsenhet	Urin Midtstråle, kateterurin, m.m	Angi kliniske opplysninger og prøvetakingsmetode
Luftveisprøver	Atypiske bakterier DNA (pakke) Virus RNA (pakke) Sars- CoV-2 alone		UTM RT virusmedium m/pensel	Sekret fra nasopharynx	Angi kliniske opplysninger
	Bakteriologisk dyrkning <i>flytende materiale</i>		Steril container	Bronkialsekret Ekspektorat	Angi kliniske opplysninger og prøvemateriale
	Bakteriologisk dyrkning penselprøve		Copan medium Sort kork: tykk pensel	Sekret fra luftveier	Angi kliniske opplysninger, prøvetakingssted og prøvetakingsmateriale Anaerob dyrkning utføres kun på riktig indikasjon ved dyrkning av sårsekret.
	Sår			Bakteriologisk dyrkning overflatisk og dyp sårinteksjon	
Screening	MRSA Hals/nese/perineum		Oransje kork: tynn pensel	Sekret	
	ESBL VRE			Sekret Rectal/fæces	
Sopp	Gjærsopp Muggsopp			Sekret	
Dermatofytter	Dermatofytter DNA		Rør m/skrukork	Negl/hud-avskrap/hår	Angi kliniske opplysninger prøvetakingssted og prøvemateriale
Hud/øye	Adenovirus DNA Herpes simplex 1+2 DNA Varicella zoster DNA		UTM RT virusmedium m/pensel	Sekret	Angi kliniske opplysninger Angi prøvetakingssted

Prøven sendes laboratoriet så fort som mulig i anbefalt transportutstyr.

Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men over natt skal den oppbevares i kjøleskap. For mer informasjon, se vår labhandbok.no

Serologi	Antigen/antistoff		Gelglass 5 ml= 6-10 analyser	Serum	Angi kliniske opplysninger
Venerologi Dyrkning	N.gonorrhea Gardnerella Gjærsopp Trichomonas *)		Copan medium	Sekret	Angi kliniske opplysninger og prøvetakingssted
	Gr.B streptokokker (gjelder kun gravide)		Sort kork: tykk pensel Oransje kork: tynn pensel		*) Trichomonas tas på UTM for PCR analyse 
Venerologi SOS	Chlamydia DNA N. gonorrhoeae DNA M.genitalium DNA		Aptima Multitest swab	Vaginalsekret Rektum Svelg	Angi kliniske opplysninger. Angi prøvetakingssted.
	Chlamydia DNA N. gonorrhoeae DNA M.genitalium DNA		Aptima Urine specimen collection	Urin førstestråle Viktig at volumet er mellom de sorte streker	Angi kliniske opplysninger
	Chlamydia DNA N. gonorrhoeae DNA M.genitalium DNA		Aptima Unisex swab	Cervix sekret Urethra Øye/konjunktiva	Angi kliniske opplysninger og prøvetakingssted.
Mage/ tarm	Tarmpatogene bakterier og virus DNA/RNA Cl. Difficile toxin ESBL/VRE screening		Copan Fecalswab (Cary Blair)	Fæces	Angi kliniske opplysninger Dater prøven med prøvetakingsdato.
	Parasitter		ParaPack EcoFix Leveres med transporthylse	Fæces	Schistomonas påvises i urin. Benytt steril kontainer med skje
	H.pylori Antigen Kalprotektin Cl.difficile toxin		Steril kontainer m/skje	Fæces 1 skje er tilstrekkelig	Angi kliniske opplysninger Dater prøven med prøvetakingsdato

Prøven sendes laboratoriet så fort som mulig i anbefalt transportutstyr.

Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men over natt skal den oppbevares i kjøleskap. For mer informasjon, se vår labhandbok.no